


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Shoc2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uq13

Número de artículo: CM0028899



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra la proteína humana SHOC2, una proteína de andamiaje rica en repeticiones de leucina en la vía MAPK. Adecuado para western blot, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con muestras humanas, de ratón y de rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SHOC2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SHOC2, SOC2, SUR8, NSLH1, SIAA0862
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8036
GeneID	8036
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-280 de SHOC2 humano (NP_031399.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UQ13
Peso Proteico	65kDa
Envío	Bolsa de hielo