

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Shox Para Wb, Elisa - O15266

Número de artículo: CM0022434

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SHOX humano (proteína homeobox de baja estatura). Adecuado para aplicaciones de Western blot y ELISA, presenta reacción cruzada con ratón y rata. Diseñado para estudios de crecimiento y desarrollo esquelético.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SHOX Rabbit pAb
Notas/Alias	SS; GCFX; PHOG; SHOXY; SHOX
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	6473
ID del gen	6473
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-110 de SHOX humano (NP_000442.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reacción cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O15266
Peso de la proteína	32kDa
Envío	Bolsa de hielo