

Anticuerpo Policlonal Anti-Shox2 Para Wb, Elisa - O60902

Número de artículo: CM0026953

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SHOX2 humana, validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios de regulación del desarrollo y procesamiento somatosensorial neuronal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SHOX2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	OG12; SHOT; OG12X; SHOX2
Especie	Humana
GenelD (Humana)	6474
GenelD	6474
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humana, Ratón, Rata
SWISS	O60902
Peso Proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo