

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Shp1 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P29350

Número de artículo: CM0003325



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-SHP1 de alta calidad validado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA. Detecta SHP1 (P29350) humano, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de señalización inmunológica y hematopoyesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SHP1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	HCP; HCPH; SHP1; SHP-1; HPTP1C; PTP-1C; SHP-1L; SH-PTP1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5777
GeneID	5777
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 496-595 del SHP1 humano (P29350).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P29350
Peso Proteico	68kDa
Envío	Bolsa de hielo