

Anticuerpo Policlonal Anti-Shp1 De Conejo Para Wb, If/Icc, Elisa - P29350

Número de artículo: CM0016687



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-SHP1 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con SHP1 humano, de ratón y de rata (68 kDa; SWISS P29350). Ideal para estudiar la señalización de la fosfatasa de tirosina en la regulación inmune y la hematopoyesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo SHP1
Observaciones/Alias	HCP; HCPH; SHP1; SHP-1; HPTP1C; PTP-1C; SHP-1L; SH-PTP1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5777
GeneID	5777
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 100-400 de SHP1 humano (NP_002822.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P29350
Peso Proteico	68kDa
Envío	Bolsa de hielo