


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Shp2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q06124

Número de artículo: CM0002934



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra SHP2 humano (PTPN11), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reconoce SHP2 humano, de ratón y de rata, ideal para la investigación de transducción de señales y el desarrollo de ensayos de diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SHP2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CFC; NS1; JMML; SHP2; BPTP3; PTP2C; METCDS; PTP-1D; SH-PTP2; SH-PTP3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5781
GeneID	5781
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del SHP2 humano (Q06124).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q06124
Peso Proteico	68kDa
Envío	Bolsa de hielo