


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Shp2 Para Wb, Ip, Elisa - Q06124

Número de artículo: CM0007369



Introducción

Este anticuerpo monoclonal de conejo se dirige a la SHP2 humana (PTPN11), una fosfatasa clave en la señalización de MAPK. Validado para WB, IP y ELISA, respalda la investigación en transducción de señales y mecanismos de enfermedades.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo SHP2
Observaciones/Alias	CFC; NS1; JMML; SHP2; BPTP3; PTP2C; METCDS; PTP-1D; SH-PTP2; SH-PTP3
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	5781
ID del Gen	5781
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 502-593 de la SHP2 humana (Q06124)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q06124
Peso Proteico	68kDa
Envío	Bolsa de hielo