

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Shp/Nr0B2 Para Wb Y Elisa - Q15466

Número de artículo: CM0023404



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra SHP/NR0B2 (SWISS Q15466), validado para WB y ELISA en humano, ratón y rata. Herramienta esencial para estudiar la señalización de receptores nucleares e investigar el ritmo circadiano metabólico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo SHP/NR0B2
Observaciones/Alias	SHP; SHP1; SHP/NR0B2
Especie	Humano
ID del Gen	8431
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-257 de SHP/NR0B2 humano (NP_068804.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15466
Peso Proteico	28kDa
Envío	Bolsa de hielo