

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Siae Para Wb Y Elisa - Q9Hat2

Número de artículo: CM0018452

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra SIAE humano (O-acetilesterasa del ácido siálico). Adecuado para WB y ELISA. Ideal para la investigación del metabolismo del ácido siálico, las interacciones célula-célula y la biología tumoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	pAb de conejo contra SIAE
Observaciones/Alias	LSE; AIS6; CSEC; YSG2; CSE-C; SIAE
Especie	Humano
GeneID (humano)	54414
GeneID	54414
Inmunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 270-450 de SIAE humano (NP_733746.1)).
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9HAT2
Peso de la proteína	58 kDa
Envío	Bolsa de hielo