

Anticuerpo Policlonal Anti-Siah1 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q8luq4

Número de artículo: CM0020010



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SIAH1 humano, validado para WB, IF/ICC, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación de la vía de la ubiquitina-proteasoma y el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SIAH1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	BURHAS; SIAH1A; SIAH1
Especie	Humano
GeneID (humano)	6477
GeneID	6477
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-313 del SIAH1 humano (NP_001006611.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8IUQ4
Peso Proteico	31 kDa
Envío	Bolsa de hielo