


Anticuerpo Monoclonal Anti-Siglec-8 Para Fc - Q9Nyz4

Número de artículo: CM0010045



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra la Siglec-8 humana, validado para citometría de flujo. Ideal para detectar Siglec-8 en eosinófilos, basófilos y mastocitos en investigación de alergias e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-Siglec-8 Humana
Observaciones/Alias	SIGLEC8; SAF2; SIGLEC-8; SIGLEC8L; lectina similar a inmunoglobulina que se une a ácido siálico 8
Especie	Humana
ID del Gen	27181 (Humano)
Inmunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 17-363 de la Siglec-8 humana (NP_055257.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC (Citometría de Flujo)
Reactividad Cruzada	Humana
SWISS	Q9NYZ4
Peso Molecular de la Proteína	44kDa/46kDa/54kDa
Envío	Bolsa de hielo