

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Siglec-8 Para Wb, Fc, Elisa - Q9Nyz4

Número de artículo: CM0005750



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Siglec-8 validado para WB, FC, ELISA. Reacciona con Siglec-8 humano, de ratón y de rata, una lectina que se une a ácido siálico expresada en eosinófilos y basófilos. Ideal para investigación en alergia, asma y adhesión inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo Siglec-8
Observaciones/Alias	SAF2; SIGLEC-8; SIGLEC8L; SIGLEC8; Siglec-8
Especie	Humano
GeneID (Humano)	27181
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 17-363 de Siglec-8 humano (NP_055257.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, FC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NYZ4
Peso Molecular de la Proteína	54kDa
Envío	Bolsa de hielo