

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Siglec10 Para Wb, Elisa - Q96Lc7

Número de artículo: CM0022218

Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo SIGLEC10 validado para Western blot y ELISA en muestras humanas y de rata. Inmunógeno recombinante, proteína diana de 77kDa. Consulte sobre cantidades al por mayor y asesoramiento técnico en CamelBio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo SIGLEC10
Observaciones/Alias	SLG2; PRO940; SIGLEC-10; SIGLEC10
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	89790
ID del Gen	89790
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 627-697 de SIGLEC10 humano (NP_149121.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q96LC7
Peso Proteico	77kDa
Envío	Bolsa de hielo