

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Siglec3/Cd33 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P20138

Número de artículo: CM0021154



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CD33/SIGLEC3 humano (lectina 3 similar a inmunoglobulina de unión al ácido siálico, p67). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Presenta reacción cruzada con ratón y rata. Para biología de células mieloides, regulación inmunitaria e investigación oncológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SIGLEC3/CD33 pAb de conejo
Observaciones/Alias	p67; SIGLEC3; SIGLEC-3; SIGLEC3/CD33
Especie	Humano
GeneID (humano)	945
GeneID	945
Inmunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 49-259 de SIGLEC3/CD33 humano (NP_001763.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P20138
Peso de la proteína	40 kDa
Envío	Bolsa de hielo