


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Siglec5 Para Wb Y Elisa - O15389

Número de artículo: CM0030128



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo SIGLEC5 (CD170, OBBP2) validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada a ratón. Utilizado en el estudio de la adhesión celular dependiente de ácido siálico en células de la línea mieloide.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SIGLEC5 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CD170, OBBP2, CD33L2, OB-BP2, SIGLEC-5, SIGLEC5
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8778
GeneID	8778
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 17-434 del SIGLEC5 humano (NP_003821.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	O15389
Peso Proteico	61kDa
Envío	Bolsa de hielo