

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Siglec6 Para Wb Y Elisa - O43699

Número de artículo: CM0018410

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-SIGLEC6 validado para WB y ELISA. Detecta SIGLEC6 humano (O43699), una lectina de unión al ácido siálico que media la adhesión celular y se expresa en altos niveles en la placenta.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	SIGLEC6 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CD327; CD33L; OBBP1; CD33L1; CD33L2; CDW327; SIGLEC6
Especie	Humana
ID del gen (humano)	946
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-220 de SIGLEC6 humano (NP_942142.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	O43699
Peso de la proteína	50 kDa
Envío	Bolsa de hielo