

## Anticuerpo Policlonal Anti-Siglec9 Para Wb, Elisa - Q9Y336

Número de artículo: CM0029185

### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SIGLEC9 humano (CD329). Apto para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la función de la lectina que se une al ácido siálico en células inmunitarias.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | pAb de Conejo SIGLEC9                                                                                                                   |
| Observaciones/Alias | CD329; CDw329; FOAP-9; siglec-9; OBBP-LIKE; SIGLEC9                                                                                     |
| Especie             | Humano                                                                                                                                  |
| ID del Gen (Humano) | 27180                                                                                                                                   |
| ID del Gen          | 27180                                                                                                                                   |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 210-340 de SIGLEC9 humano (NP_001185487.1) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                  |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                                |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                               |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                     |
| SWISS               | Q9Y336                                                                                                                                  |
| Peso Proteico       | 50kDa                                                                                                                                   |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                          |