


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sigmar1 Para Wb Y Elisa - Q99720

Número de artículo: CM0017391



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SIGMAR1 humano, validado para WB y ELISA con reactividad cruzada a humano y rata. Adecuado para la investigación de enfermedades neurodegenerativas, señalización de calcio y transporte de lípidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SIGMAR1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SRBP; ALS16; DSMA2; OPRS1; SR-BP; SIG-1R; SR-BP1; sigma1R; hSigma1R; SIGMAR1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	10280
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 31-80 de SIGMAR1 humano (NP_005857.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q99720
Peso Proteico	25kDa
Envío	Bolsa de hielo