

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sik1 Para Wb, Elisa - P57059

Número de artículo: CM0016312

Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo SIK1 validado para Western blot y ELISA, detecta SIK1 humano y de ratón. Ideal para estudiar la gluconeogénesis, la supresión de tumores, los ritmos circadianos y la diferenciación muscular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SIK1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MSK; SIK; DEE30; SIK-1; SIK1B; SNF1LK; SIK1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	150094
GeneID	150094
Inmunógeno	Péptido Sintético - Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del SIK1 humano (NP_775490.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P57059
Peso Proteico	85kDa
Envío	Bolsa de hielo