

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sik2 Para Wb, Elisa - Q9H0K1

Número de artículo: CM0026109

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra SIK2 humana (Q9H0K1), dirigido a los aminoácidos 827-926. Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada a ratón y rata. Ideal para la investigación metabólica y de autofagia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SIK2 pAb de Conejo
Observaciones/Alías	QIK; SIK-2; SNF1LK2; LOH11CR1I; SIK2
Especie	Humana
ID de Gen (Humano)	23235
ID de Gen	23235
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 827-926 de SIK2 humana (NP_056006.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H0K1
Peso Proteico	104kDa
Envío	Bolsa de hielo