

Anticuerpo Policlonico Anti-Sik3 Para Wb Y Elisa - Q9Y2K2

Número de artículo: CM0028952



Introducción

Anticuerpo policlonico anti-SIK3 de conejo validado para Western blot y ELISA en humano, ratón y rata. Se dirige a la proteína serina/treonina quinasa SIK3 implicada en la señalización de mTOR y la diferenciación de condrocitos. Adecuado para investigación en quinasas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SIK3 Rabbit pAb
Notas/Alias	L19, QSK, SEMDK, SIK-3, SIK3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23387
GeneID	23387
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a los aminoácidos 60-310 de SIK3 humano (NP_079440.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y2K2
Peso de la Proteína	145kDa
Envío	Bolsa de hielo