

Anticuerpo Policlonal Anti-Sim2 De Conejo Para Wb, Elisa - Q14190

Número de artículo: CM0012919

Introducción

Validado para WB y ELISA en humano, ratón y rata. SIM2 es un factor de transcripción bHLH crítico para el desarrollo del SNC. Ideal para estudios de neurociencia y biología del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo anti-SIM2
Observaciones/Alias	SIM; bHLHe15; HMC13F06; HMC29C01; SIM2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	6493
ID del Gen	6493
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 342-525 de SIM2 humano (NP_005060.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14190
Peso Molecular de la Proteína	73kDa
Envío	Bolsa de hielo