

## Anticuerpo Monoclonal Anti-Sin3A Para Wb Y Elisa - Q96St3

Número de artículo: CM0006919

### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra Sin3A humano (SWISS: Q96ST3) para aplicaciones de WB y ELISA. Reactividad cruzada validada con muestras humanas y de ratón. Ideal para estudios de regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | mAb de conejo anti-Sin3A                                                                                                               |
| Observaciones/Alias | WITKOS; DEL15Q24; CHR15DELq24; Sin3A                                                                                                   |
| Especie             | Humana                                                                                                                                 |
| ID del gen          | 25942                                                                                                                                  |
| Inmunógeno          | Péptido sintético (un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de Sin3A humano (NP_056292.1)) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                 |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales                                                                                                               |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                              |
| Reactividad cruzada | Humana, de ratón                                                                                                                       |
| SWISS               | Q96ST3                                                                                                                                 |
| Peso de la proteína | 145 kDa                                                                                                                                |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                         |