

Anticuerpo Policlonal Anti-Sin3A Para Wb, Elisa - Q96St3

Número de artículo: CM0013276

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-Sin3A validado para WB y ELISA; reacciona de forma cruzada con Sin3A humana y de rata (~145 kDa). Adecuado para estudios de cromatina, ritmos circadianos y neurodesarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Sin3A pAb de Conejo
Observaciones/Alias	WITKOS; DEL15Q24; CHR15DELq24; Sin3A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	25942
GeneID	25942
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a los aminoácidos 1-120 de Sin3A humana (NP_056292.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q96ST3
Peso Proteico	145kDa
Envío	Bolsa de hielo