

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sin3A Para Wb - Q96St3

Número de artículo: CM0019589

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el correpresor transcripcional Sin3A humano, validado para WB, IF/ICC, IP, ELISA. Detecta humano, ratón, rata. Adecuado para el estudio de la represión transcripcional y los ritmos circadianos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Sin3A Rabbit pAb
Observaciones/Alíase	WITKOS; DEL15Q24; CHR15DELq24; Sin3A
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	25942
ID de Gen	25942
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-120 de Sin3A humana (NP_056292.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96ST3
Peso Proteico	145kDa
Envío	Bolsa de hielo