

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sipa1 Para Wb Y Elisa - Q96Fs4

Número de artículo: CM0016221

### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-SIPA1 para aplicaciones de western blot y ELISA. Detecta SIPA1 humana y de ratón (p130 SPA-1, 112 kDa, Uniprot Q96FS4), aminoácidos del inmunógeno 763-1042.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | SIPA1 Rabbit pAb                                                                                                                       |
| Observaciones/Alias | SPA1; SIPA1                                                                                                                            |
| Especie             | Humano                                                                                                                                 |
| ID de Gen (Humano)  | 6494                                                                                                                                   |
| ID de Gen           | 6494                                                                                                                                   |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 763-1042 del SIPA1 humano (NP_694985.29). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                 |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                               |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                              |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón                                                                                                                          |
| SWISS               | Q96FS4                                                                                                                                 |
| Peso Proteico       | 112 kDa                                                                                                                                |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                         |