

Anticuerpo Policlonal Anti-Sirt1 Para Wb, Elisa - Q923E4

Número de artículo: CM0028493

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SIRT1 (Sir2) de ratón, validado para WB y ELISA. Desacetilasa dependiente de NAD implicada en metabolismo, envejecimiento, apoptosis y ritmos circadianos. Ideal para investigación epigenética y metabólica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SIRT1 Rabbit pAb
Notas/Alias	Sir2; Sir2a; SIR2L1; Sir2alpha
Especie	Ratón
GeneID (humano)	23411
GeneID	93759
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 638-737 de SIRT1 de ratón (NP_062786.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonares
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q923E4
Peso Proteico	80 kDa/60 kDa
Envío	Bolsa de hielo