

Anticuerpo Policlonal Anti-Sirt1 Para Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - Q96Eb6

Número de artículo: CM0014944



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra SIRT1 humano, validado para WB, IP, IHC-P y ELISA. Adecuado para estudiar apoptosis, metabolismo y regulación de la cromatina. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SIRT1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	SIR2; SIR2L1; SIR2alfa; SIRT1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23411
GeneID	23411
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 448-747 de SIRT1 humano (NP_036370.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IP, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96EB6
Peso Molecular de la Proteína	82 kDa
Envío	Bolsa de hielo