

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Sirt1 (Validado Ko) Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96Eb6

Número de artículo: CM0003213



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra SIRT1 humano, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Ideal para estudiar la desacetilación dependiente de NAD, apoptosis, metabolismo, reparación del ADN y regulación génica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado KO] mAb de Conejo SIRT1
Observaciones/Alias	SIR2; SIR2L1; SIR2alfa; T1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	6772
ID del Gen	23411
Inmunógeno	Péptido Sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q96EB6
Peso Proteico	82kDa
Envío	Bolsa de hielo