

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Sirt2 Para Wb Y Elisa - Q8Ixx6

Número de artículo: CM0009545



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo de alta calidad dirigido contra la SIRT2 humana (desacetilasa sirtuina-2 dependiente de NAD). Validado para Western blot (WB) y ELISA. Ideal para estudios sobre el ciclo celular, la epigenética y la supresión tumoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-SIRT2
Observaciones/Alias	SIR2; SIR2L; SIR2L2; SIRT2
Especie	Humana
GeneID	22933
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la SIRT2 humana (Q8IXJ6).
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q8IXJ6
Peso de la proteína	43 kDa
Envío	Bolsa de hielo