

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sirt2 (Pab) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Ixxj6

Número de artículo: CM0017735



Introducción

pAb de conejo anti-SIRT2 validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Dirigido contra SIRT2 humano (desacetilasa dependiente de NAD) implicado en el ciclo celular, la autofagia y la dinámica de los microtúbulos. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-SIRT2
Observaciones/Alias	SIR2; SIR2L; SIR2L2; SIRT2
Especie	Humano
ID del gen (humano)	22933
ID del gen	22933
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 300-350 de SIRT2 humano (NP_036369.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q8Ixxj6
Peso de la proteína	43 kDa
Envío	Bolsa de hielo