

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Sirt3 (Validado Por Ko) Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Ntg7

Número de artículo: CM0003958



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-SIRT3 de alta especificidad, validado por KO, para WB, IHC-P, IP, ELISA. Se dirige a SIRT3 humano y de rata, una desacetilasa de proteínas dependiente de NAD mitocondrial que regula el metabolismo energético.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] SIRT3 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	SIR2L3; T3
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	23410
ID de Gen	23410
Inmunógeno	Péptido sintético; Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 300-399 del SIRT3 humano (NP_036371.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q9NTG7
Peso Proteico	44kDa
Envío	Bolsa de hielo