

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sirt3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Ntg7

Número de artículo: CM0029761



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SIRT3 humana (SIR2L3), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Detecta SIRT3 humana, de ratón y de rata, una desacetilasa mitocondrial dependiente de NAD implicada en el metabolismo y la respuesta al estrés. Ideal para la investigación del metabolismo energético.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SIRT3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SIR2L3; SIRT3
Especie	Humano
ID de gen	23410 (Humano)
Inmunógeno	Proteína recombinante Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 388-399 de la SIRT3 humana (NP_036371.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NTG7
Peso de la proteína	44 kDa
Envío	Bolsa de hielo