

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sirt3 [Validado Por Ko] Para Wb Y Elisa - Q9Ntg7

Número de artículo: CM0029154



Introducción

[Validado por KO] Anticuerpo policlonal de conejo anti-SIRT3 para aplicaciones de Western blot y ELISA. Validado en humano, ratón y rata. Adecuado para estudiar la función de desacetilasa mitocondrial y el metabolismo energético.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] SIRT3 Conejo pAb
Observaciones/Alias	SIR2L3; T3
Especie	Humano
GeneID	23410
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 299-399 del SIRT3 humano (NP_036371.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NTG7
Peso Proteico	44kDa
Envío	Bolsa de hielo