

Anticuerpo Policlonal Anti-Sirt4 Para If/Icc, Elisa - Q9Y6E7

Número de artículo: CM0014188

Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo SIRT4 (Q9Y6E7) validado para IF/ICC y ELISA. Se dirige a SIRT4 humano, una sirtuina mitocondrial implicada en el metabolismo, la supresión de tumores y la respuesta al daño del ADN. Ideal para investigación en oncología y enfermedades metabólicas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SIRT4 Conejo pAb
Observaciones/Alias	SIR2L4; SIRT4
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	23409
ID de Gen	23409
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 de SIRT4 humano (NP_036372.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9Y6E7
Peso Proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo