

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Sirt5 Para Wb Y Elisa - Q9Nxa8

Número de artículo: CM0007663



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra SIRT5 humano (SIR2L5), validado para WB y ELISA. Reconoce SIRT5 humano, de ratón y de rata; ideal para estudiar la actividad de desacilasa y la regulación metabólica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SIRT5 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	SIR2L5; SIRT5
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23408
GeneID	23408
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 37-310 del SIRT5 humano (NP_036373.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NXA8
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SIRT5 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	SIR2L5; SIRT5
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23408
GeneID	23408
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 37-310 del SIRT5 humano (NP_036373.1).
Fuente	Conejo

Parámetro	Valor
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NXA8
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo