


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sirt5 (Validado Por Ko) Para Wb, Elisa - Q9Nxa8

Número de artículo: CM0029541



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-SIRT5 validado por KO para WB y ELISA, reactivo con humano, ratón y rata. Explore las funciones de desacilasa mitocondrial en la investigación del metabolismo y el envejecimiento.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] SIRT5 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SIR2L5; T5
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	23408
ID de Gen	23408
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 37-310 del SIRT5 humano (NP_036373.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NXA8
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo