

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Sirt5 (Sir2L5) Para Wb Y Elisa - Q9Nxa8

Número de artículo: CM0022854



Introducción

pAb de conejo contra SIRT5, validado para WB y ELISA, reconoce la SIRT5 (SIR2L5) humana, una desuccinilasa y desmalonilasa mitocondrial dependiente de NAD implicada en el metabolismo. Ideal para investigación metabólica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de conejo contra SIRT5
Observaciones/Alias	SIR2L5; SIRT5
Especie	Humano
ID del Gen	23408
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 216-310 de la SIRT5 humana (NP_036373.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9NXA8
Peso Molecular	34kDa
Envío	Bolsa de hielo