


Anticuerpo Policlonal Anti-Sirt6 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N6T7

Número de artículo: CM0021135



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo anti-SIRT6 validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Adecuado para la investigación de reparación del daño en el ADN, metabolismo y envejecimiento. SWISS: Q8N6T7.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SIRT6 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SIR2L6; hSIRT6; SIRT6
Especie	Humano
GeneID (Humano)	51548
GeneID	51548
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-355 de SIRT6 humana (NP_057623.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8N6T7
Peso Proteico	36 kDa/39 kDa
Envío	Bolsa de hielo