


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Sirt6 Para Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q8N6T7

Número de artículo: CM0011169



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra SIRT6 humana (SIR2L6/hSIRT6). Validado para WB, IP, IF/ICC, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación de reparación del ADN, metabolismo y envejecimiento.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SIRT6 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	SIR2L6; hSIRT6
Especie	Humano
GeneID (Humano)	51548
GeneID	51548
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-355 de la SIRT6 humana (NP_057623.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8N6T7
Peso Proteico	36 kDa/39 kDa
Envío	Bolsa de hielo