

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Sirt7 Para Wb, Elisa - Q9Nrc8

Número de artículo: CM0006815



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-SIRT7 validado para WB y ELISA. Detecta el SIRT7 humano con reactividad cruzada a ratón. Se dirige a la desacetilasa dependiente de NAD implicada en la regulación de la cromatina y la transcripción. Ideal para la investigación epigenética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SIRT7 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	SIR2L7; SIRT7
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	51547
ID de Gen	51547
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 301-400 del SIRT7 humano (NP_057622.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q9NRC8
Peso Proteico	45 kDa
Envío	Bolsa de hielo