

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Siva1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O15304

Número de artículo: CM0027097

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-SIVA1 validado para WB, IHC-P y ELISA en humano y ratón. Se dirige a la proteína reguladora de la apoptosis Siva. Ideal para estudios de apoptosis y señalización de células T.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-SIVA1
Observaciones/Alias	SIVA; CD27BP; Siva-1; Siva-2; SIVA1
Especie	Humano
GeneID (humano)	10572
GeneID	10572
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-110 de SIVA1 humano (NP_068355.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O15304
Peso de la proteína	19kDa
Envío	Bolsa de hielo