

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Six2 Para Wb, Elisa - Q9Npc8

Número de artículo: CM0027909

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SIX2, validado para WB y ELISA con reactividad en humanos y ratas. SIX2 es un factor de transcripción crucial para el desarrollo de riñón, cráneo facial y estómago.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SIX2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SIX2
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	10736
ID del gen	10736
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 120-174 de SIX2 humano (NP_058628.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q9NPC8
Peso de la proteína	32 kDa
Envío	Bolsa de hielo