

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Six5 Para Wb, Elisa - Q8N196

Número de artículo: CM0021784

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SIX5 humano (BOR2/DMAHP). Validado para Western blot y ELISA con reactividad cruzada de ratón y rata. Objetivo: factor de transcripción implicado en la organogénesis y el desarrollo de la retina. Solo para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SIX5 pAb de Conejo
Observaciones/Alíase	BOR2, DMAHP, SIX5
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	147912
ID de Gen	147912
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-170 del SIX5 humano (NP_787071.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q8N196
Peso Proteico	75kDa
Envío	Bolsa de hielo