

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Skap2 Para Wb, If/Icc, Elisa - O75563

Número de artículo: CM0015261



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SKAP2 humano, una fosfoproteína asociada a la cinasa Src implicada en la adhesión y señalización de células B. Validado para aplicaciones WB, IF/ICC, ELISA y presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SKAP2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	PRAP, RA70, SAP5, SCAP2, SKAP55R, SKAP-HOM, SKAP2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	8935
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-120 de SKAP2 humano (NP_003921.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O75563
Peso Proteico	41kDa
Envío	Bolsa de hielo