

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Skil Para Wb, Elisa - P12757

Número de artículo: CM0029881



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SKIL humano (SnoN/SnoA/SnoI), validado para Western blot y ELISA. Adecuado para la detección de SKIL en muestras humanas, de ratón y de rata. Útil para estudios de división y diferenciación celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SKIL Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SNO; SnoA; SnoI; SnoN; SKIL
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6498
GeneID	6498
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 350-450 del SKIL humano (NP_005405.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P12757
Peso Proteico	77kDa
Envío	Bolsa de hielo