

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Skp1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P63208

Número de artículo: CM0008099



Introducción

mAb de conejo anti-SKP1 para Western blot, IF/ICC y ELISA. Diseñado para SKP1 humano, de ratón y de rata (P63208). Detecta una proteína de 19 kDa, componente de la ligasa de ubiquitina SCF, esencial para la investigación del ciclo celular y la transducción de señales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-SKP1
Observaciones/Sinónimos	OCP2, p19A, EMC19, SKP1A, OCP-II, TCEB1L, SKP1
Especie	Humano
ID del gen (humano)	6500
ID del gen	6500
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 64-163 de SKP1 humano (P63208)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P63208
Peso de la proteína	19 kDa
Envío	Bolsa de hielo