

Anticuerpo Monoclonal Anti-Skp2 Para Wb, Ihc-P Y Elisa - Q13309

Número de artículo: CM0011607



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo anti-SKP2, validado para Western blot, inmunohistoquímica y ELISA. Reconoce la proteína SKP2 humana (Q13309), una proteína F-box que regula la progresión del ciclo celular mediante la degradación mediada por ubiquitina de p27 y otros sustratos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-SKP2
Observaciones/Sinónimos	p45; FBL1; FLB1; FBXL1; SKP2
Especie	Humana
ID del gen	6502
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la SKP2 humana (Q13309)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q13309
Peso de la proteína	48 kDa
Envío	Bolsa de hielo