

Anticuerpo Policlonal Anti-Skp2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13309

Número de artículo: CM0017469



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la proteína humana SKP2 (p45, FBL1).
Aplicaciones: WB, IF/ICC, ELISA. Peso molecular predicho: 48 kDa. Reacciona de forma cruzada con humano. Para estudiar la regulación del ciclo celular, la vía del proteasoma de ubiquitina y los mecanismos antivirales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SKP2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	p45; FBL1; FLB1; FBXL1; SKP2
Especie	Humano
ID del Gen	6502
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 100-200 de la SKP2 humana (NP_005974.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q13309
Peso de la Proteína	48kDa
Envío	Bolsa de hielo