

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Skp2 Para Western Blot, If/Icc, Elisa - Q13309

Número de artículo: CM0027712



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado que se dirige a SKP2 para la detección por Western blot, IF/ICC y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Herramienta clave para la investigación del ciclo celular y la ubiquitinación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SKP2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	p45; FBL1; FLB1; FBXL1; SKP2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6502
GeneID	6502
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del SKP2 humano (NP_005974.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13309
Peso Proteico	48kDa
Envío	Bolsa de hielo